

Broncoflex™

Single-use Bronchoscope

BRONCOFLEX™

VORTEX

∅ 5,6
2,8



The Surgical
Company

— ENDOVISION —

Specialization through Innovation

BRONCOFLEX™ VORTEX

DISTAL NAVIGERING

Den distala änden är mindre än hos andra engångsbronkoskop som har en arbetskanal på 2,8 mm. Detta underlättar vid undersökning av distala bronkpartier. Delen som förs in har en liten diameter samtidigt som kanalen är stor. Broncoflex™ Vortex kan föras in i endotrakealtuber på 6 mm och större.



ERGONOMISKT OCH LÄTTSTYRT

Handtaget har ett ergonomiskt grepp som påminner mycket om ett flergångsendoskop, med samma åtkomst till arbetskanal och har en tät biopsiventil.



ETT HÖGUPPLÖST SYSTEM

Hela systemet – kamera, gränssnitt och en unik algoritm som utvecklats för att ge en mycket detaljrik bild – är avsett att ge en utmärkt, högupplöst skärmbild. Tack vare justerbar ljusstyrka erhålls god återgivning både proximalt och distalt.



KONTROLL AV SEKRET

Den stora distala öppningen utgörs av en sugkon som bidrar till förbättrad uppsugning av sekret och vätskor vid endoskopets distala ände.

TEKNISKA EGENSKAPER

OPTIK	Synfältets riktning	0°
	Synfält	87,5°
	Fältdjup	5–50mm
	Bildupplösning (pixlar)	400x400
	Belysningsystem	2 LED-lampor
INFÖRINGS-SLANG	Böjningsvinkel upp/ned	200°/200°
	Minsta ytterdiameter	5,4mm
	Största ytterdiameter	5,6mm
	Arbetslängd	605mm
ARBETS-KANAL	Innerdiameter	2,8mm
STERILISERING	Eten-oxid	
KOMPATIBEL UTRUSTNING	Endotrakealtub (innerdiameter)	6mm
	Tub med dubbllumen (innerdiameter)	41Ch
ARTIKELNUMMER	Broncoflex Agile	20030001
	Broncoflex Vortex	10030001
	Screeni HD	30030000
	Easy BAL Clip	41010000

The Surgical Company Endovision
Axess Vision Technology
Zone de la Liodière - 6 rue de la Flottière
37300 Joué-lès-Tours (France)
Tel.: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://www.tsc-group.com/endovision/>
www.broncoflex.com

