

# Broncoflex™

Single-use Bronchoscope



BRONCOFLEX™  
A G I L E  
∅ 3,9  
1,4



The Surgical  
Company

— ENDOVISION —

Specialization through Innovation

# BRONCOFLEX™ AGILE

## LEDNING OCH UNDERSÖKNING

Broncoflex™ Agile kan användas tillsammans med endotrakealtuber för att leda tuben till rätt position, och den styva införings-slangen av tvinnad Pebax® underlättar vid inläggning av tuben.

Verifiering av korrekt placering av endobronkialtuber med dubbellumen är möjlig för storlek 35 Ch och större.

## ERGONOMISKT OCH LÄTTSTYRT

Böjningsmekanismen är smidig med hög noggrannhet och den distala änden kan vinklas upp och ned 220°, vilket är till stor hjälp vid undersökning av bronker, och synnerhet i övre loben i höger lunga.

## TEKNISKA EGENSKAPER

OPTIK	Synfältets riktning	0°
	Synfält	87,5°
	Fätdjup	5–50mm
	Bildupplösning (pixlar)	400x400
	Belysningssystem	2 LED-lampor
INFÖRINGS-SLANG	Böjningsvinkel upp/ned	220°/220°
	Minsta ytterdiameter	3,6mm
	Största ytterdiameter	3,9mm
	Arbetslängd	605mm
ARBETS- KANAL	Innerdiameter	1,4mm
STERILISERING	Eten-oxid	
KOMPATIBEL UTRUSTNING	Endotrakealtub (innerdiameter)	5mm
	Tub med dubbellumen (innerdiameter)	35Ch
ARTIKELNUM-MER	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD Easy BAL Clip	20030001 10030001 30030000 41010000

## ETT HÖGUPPLÖST SYSTEM

Hela systemet – kamera, gränssnitt och en unik algoritm som utvecklats för att ge en mycket detaljrik bild – är avsett att ge en utmärkt, högupplöst skärmbild. Tack vare justerbar ljusstyrka erhålls god återgivning både proximalt och distalt.

## KONTROLL AV SEKRET

Den distala ändens unika form med stor öppning bidrar till förbättrad uppsugning av sekret och vätskor.



The Surgical Company Endovision  
Axess Vision Technology  
Zone de la Liodière - 6 rue de la Flottière  
37300 Joué-lès-Tours (France)  
Tel.: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://www.tsc-group.com/endovision/>  
[www.broncoflex.com](http://www.broncoflex.com)

